



医用一次性防护服

Bata de Aislamiento Quirúrgica Nivel 3

Bata de Aislamiento Médica Desechable Nivel 4




浙江佰意智造服饰有限公司
Zhejiang Baiyi Intelligent Garment Co., Ltd.



工厂环境

Nuestro entorno






1. DETALLES DEL PRODUCTO

ZHEJIANGBAIYI ZHIZAO

CG02-A-03

Protección que cumple
con el Nivel 3 de la
normativa
PB70:2012 de AAMI.

Bata quirúrgica de un solo uso



Bordes sellados,
no cosidos
(frontal y mangas)



Libre de Látex
Esteril.



Mangas largas y
puños tejidos.



Abertura en la parte
posterior, con bordes sellados,
no cosidos en el área crítica
(área frontal y mangas).
Con cierre en la parte
posterior del cuello.

Tarjeta de transferencia ajustable en la cintura
Material del producto: Tela No Tejida + Film PE 55g-65g
Especificaciones del Producto: XS/S/M/L/XL/XXL




2. DETALLES DEL PRODUCTO

ZHEJIANGBAIYI ZHIZAO

CG02-A-04

Protección que cumple
con el Nivel 4 de la
normativa
PB70:2012 de AAMI.

Bata Desechable de un solo uso



Pegamento médico
3M, aumentado
y mejorado.
con bordes
sellados, no
cosidos
(reforzados)



Libre de Látex
No Estéril.



Mangas largas y
puños elásticos
o puños tejidos.



Abertura en la parte
posterior, con bordes sellados,
no cosido.
Con cierre en la parte
posterior del cuello.

Ajustable en la cintura

Material del producto: Tela No Tejida + Film PE 55g-65g

Especificaciones del Producto: XS/S/M/L/ XL / XXL



3. DETALLES DEL PRODUCTO

ZHEJIANGBAIYI ZHIZAO

1. PAQUETE INDIVIDUAL: USE BOLSA DE ANÁLISIS, ESTERILIZACIÓN DEL PAQUETE



1. PARA EMPAQUES MÚLTIPLES, USE UN EMPAQUE DE BOLSA TRANSPARENTE Y ESTERILÍCELO.





Utilizado en situaciones de riesgo medio

PROPORCIONA UNA BARRERA A MAYORES CANTIDADES DE PENETRACIÓN DE FLUIDOS A TRAVÉS DE SALPICADURAS Y ALGO DE EXPOSICIÓN DE FLUIDOS A TRAVÉS DEL REMOJO.

Se realizan más pruebas para evaluar el rendimiento de la protección de barrera:

1. PRUEBA DE PENETRACIÓN DE IMPACTO.
2. PRUEBA DE PRESIÓN HIDROSTÁTICA.
3. RESISTENCIA HIDROSTÁTICA ESTÁTICA.
4. LA RESISTENCIA A LA PENETRACIÓN BACTERIANA.
5. GENERACIÓN DE PELUSAS Y OTRAS PARTÍCULAS EN.
6. CON BORDES SELLADOS, NO COCIDOS (NI FRONTAL NI MANGAS).



Bata Estéril y Libre de látex.

BATAS DE AISLAMIENTO AAMI Nivel 1

BATAS DE AISLAMIENTO AAMI Nivel 2

BATAS DE AISLAMIENTO AAMI Nivel 3

BATAS DE PROTECCIÓN AAMI Nivel 4



ZHEJIANGBAIYI ZHIZAO

5. DETALLES DEL PRODUCTO





6. DETALLES DEL PRODUCTO

ZHEJIANGBAIYI ZHIZAO

